

今月の提案商品

ユニマチック連続注射器(5基)



- ・チューブアタッチメントタイプとボトルアタッチメントの2種類。
- ・金属製連続注射器の為、堅牢、長持ちです。(※一部プラスチック製)
- ・煮沸消毒、オートクレープ滅菌(130℃)が可能です。
- ・軽量でパームプッシュだから粘度の高い注射液でも手の負担が軽く連続注射ができます。
- ・高粘度注射液でもクイックな繰り返し充填を実現する先進のバルブ設計です。
- ・液量が確認できる目盛付プラスチック注射筒です。
- ・容量設定はダブルナット式で簡単、正確でズレがありません。

●チューブアタッチメントタイプ

製品番号	バレル容量	液量設定刻み
3001330000	1.0ml	0.1ml
3002330000	2.0ml	0.1ml

●ボトルアタッチメントタイプ

製品番号	バレル容量	液量設定刻み
3001330471	1.0ml	0.1ml
3002330471	2.0ml	0.1ml

※チューブタイプは別売のボトルアタッチメントで薬液ボトルも使用可能

精和産業 石灰塗布機



※石灰はホワイトDをお使いください。
詰まる可能性がございます。

・衛生対策に



・夏季の暑熱対策に



Radarcan 虫除けリストバンド

虫除けの新しいカタチ 安全かつ無臭
R-101



蚊が苦手とする低周波音
を発することで化学薬品
を一切使用しません！

効果範囲: 半径1m

手首につけておけばほぼ全身をカバーできます

使用期間: 1000時間

1日4時間使用で8ヶ月は使用可能です