

# 今月の提案商品一覧

## アグリテク/矢崎 クリーンソワー

TC-45



TCH-60GH



### 【規格】

クリーンソワー TC-45

寸法:全幅625mm×奥行980mm×全高840mm

ホッパー容量:20L

散布幅:450mm

クリーンソワー TCH-60GH

寸法:全幅835mm×奥行1125mm×全高920mm

ホッパー容量:40L

散布幅:600mm

### 【特長】

- ・各種とも、シャッターレバーにより散布量の調節が可能です。
- ・粉状肥料、粒状肥料に合わせて対応

### 【散布物】

粒状肥料・粉状石灰窒素・消石灰(粉状)・ケイカル・エヌケイ-52

# 永田製作所 発砲ノズル

発泡消毒にすれば...

- 1, 付着する
  - ・泡状だから病原体への薬剤感作時間が延長
  - ・排水量の減少により環境汚染が激減
  - ・乾燥時間の短縮
- 2, 見える
  - ・薬剤散布の均一化が実現
  - ・作業時間の短縮による効率アップ
- 3, 散らない
  - ・泡状散布の為 作業者への被爆が激減
  - ・泡状散布の為 部分的な消毒が可能



151 AST-10 性能表 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	2.0
水量(ℓ/min)	10.0

153 HPP-10 性能表 (標準ノズル) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	6.5	7.5
到達距離(m)	4	4.5

153 HPP-10 性能表 (少量タイプノズル) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	4.8	5.8
到達距離(m)	4	4.5

154 HPP-S 性能表 (超少量タイプノズル) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	1.3	1.7	2.0
到達距離(m)	2.5	3.0	3.5

ピストル型も  
あります！

## (株)ソクト 超音波式噴霧ミスト AG-500

### 超音波式 煙霧ミスト装置【AG-500】

- 感染症対策  
空間除菌消臭
- PED
  - TGE
  - マイコプラズマ肺炎
  - 豚丹毒
  - PRRS
  - 連鎖球菌
  - 豚インフルエンザ
  - ...etc
- その他ウイルス・カビ  
芽胞菌など広範囲へ  
利用可能



床置型の微細霧噴霧器  
豚舎内の薬剤噴霧に最適！  
音も静かです



畜舎内 感染症対策モデル

薬剤を4ミクロンの『煙霧』にして空間へ噴霧

畜舎内の空気を『洗浄・除菌・消臭』します※

※除菌消臭効果は使用液体によります



木村農産商事株式会社  
特品部