

# 今月の提案商品一覧


## ヒロスワイン HIRO-SWINE B液

精子の運動性に着目した新しい精液希釈剤


### HIRO-SWINE® B液



保存後の精子の運動軌跡が円軌道ではなく直進(下図参照)



既存の Modena 液



HIRO SWINE B液

#### 保存成績

D, L, W の精液を7日目まで15°Cで保存し運動性を評価した

既存液(Modena 液)と比較して新液(HIRO SWINE B液)は良好な成績を示した

- HIRO SWINE B液の特徴
- ①粉タイプと異なり、わざわざ溶かす必要が無い
- ②それぞれの用途に合わせた抗生剤の使用が可能
- ③低温保存(16~17°C前後)で約1ヶ月保存可能
- ④抗生剤と精子を混ぜ、15°Cで7日間保存可能
- ⑤他社製品に比べ、精子の活力、直進性が良い。

# カジメイク レインコート

**Kajimeiku**

雨の日の作業時に最適です。

シンプルな中にも、  
上下総裏メッシュの  
ベーシックレインスーツです。



ロイヤルブルー



ネイビー



チャコール

カジメイク  
レインフィールド 3221  
レインパンツ 3222  
※画像は上記品番  
※別々で購入可能です。

適応サイズ表(cm)						
SIZE (cm)	S	M	L	LL	3L	4L
適応胸囲	78~86	84~92	90~98	96~104	102~110	108~122
適応身長	150~160	160~170	170~180	175~185	175~185	180~185
適応胴囲	66~74	72~80	78~88	86~96	94~104	102~126

# 日本クランツレ FM50KF



サイズ : 幅330mm・奥行145mm・高さ310mm  
重量 : 約5.0kg  
最高加圧 : 3bar  
タンク容量 : 5L

取り外した状態での使用も可能！

## 【特徴】

- ・細かな泡で張り付くため液ダレの心配はなし
- ・コンプレッサーを使うことによって簡単に加圧することができ、なおかつタンクを持つという負荷がかかりません



木村農産商事株式会社  
特品部